

أسئلة وإجابات

س: هل تحتاج المريضة إلى حلاقة منطقة وضع الجهاز؟
ج: كلا، لا تحتاج المريضة إلى حلاقة المنطقة.

س: كم مرة يفترض تغيير UriCap؟
ج: يمكن استعمال uricap لمدة تصل إلى 24 ساعة ويجب تغييره يوميًا.

س: هل يمكن إعادة استخدام uricap؟
ج: كلا، يستخدم جهاز UriCap لمرة واحدة، ويجب التخلص منه مع النفايات الطبية بعد الاستخدام.

س: هل استخدام UriCap آمن ونظيف؟
ج: نعم، UriCap Female هو منتج نظيف، مصنوع من السيليكون الطبي عالي الجودة وحاصل على الموافقات التنظيمية اللازمة في كل بلد يباع فيه.

س: هل يمكن للمريضة التجول خلال استخدام الجهاز؟
ج: نعم ، يمكن التجول بأمان بعد وضع الجهاز في مكانه لبضع ساعات. للتأكد من عدم خروجه من مكانه، يجب التحقق من موضعه بعد المشي.

س: هل يمكن استخدام الجهاز أثناء ارتداء الملابس الداخلية؟
ج: نعم، يمكنك استخدام الملابس الداخلية الفضفاضة، أو السراويل. انظر توضيح وضعية الأنبوب في القسم و

س: ما الذي يجب القيام به في حالة تبرز المريضة؟
ج: لا تقم بإزالة UriCap . قم بتنظيف المنطقة من البراز. UriCap سيحمي مجرى البول من البراز.

س: ما الذي يجب فعله إذا توقف تدفق البول.
ج: أولاً، تحقق من وجود أي تسرب، ثم تحقق من وجود إنثناء أو التواء في الأنبوب.

س: ما الذي يتوجب عمله إذا لوحظ وجود تسرب *
ج: أولاً، تأكد من أن UriCap على اتصال تام بالجلد حول مجرى البول، ثم تحقق من الخطوات التالية.

- الجهاز مغطى بالكامل بالشفرين
- جهاز UriCap وأنبوب التمديد متصلان بإحكام
- أنبوب التمديد وكيس البول متصلان بإحكام

* يوصى بمراقبة التسرب وموضع الأنبوب في كل مرة يتم فيها تفقد المريضة أو إجراء الفحوصات.

س: ما الذي يتوجب القيام به لمنع انتزاع UriCap عن طريق الخطأ؟
ج: استخدم الشريط الطبي لتثبيت أنبوب التمديد على الفخذ الداخلي. لا تنسى أن تترك بعض الارتخاء لتمكين الأنبوب من التحرك بحرية. انقل كيس البول إلى الموضع الصحيح قبل أن تغيير موقع المريضة. تأكد من تحريك المريضة بحذر.

س: إذا اشتكت المريضة من عدم الراحة بعد مرور بعض الوقت على تركيب الجهاز، فما الذي يتوجب فعله؟

- أ:
 - تأكد أن الجهاز مثبت بشكل صحيح كما هو موضح في التعليمات. تأكد من تغطيته بواسطة كلا الشفرين وأنه لم ينزلق إلى فتحة المهبل، أو أنه تحرك خارج المنطقة المحيطة بالإحليل. قم بتصحيح وضعيته.
 - تأكد من عدم وجود احمرار أو تهيج أو جرح أو نزيف أو إفرازات في منطقة التثبيت. إذا لاحظت أمراً كهذا، قم بإزالة الجهاز وفحص المنطقة بشكل جيد واستشر الطبيب.
 - يرجى تعبئة نموذج التبليغ عن الحالات السلبية.