

## Вопросы и Ответы

**Вопрос:** Нужно ли брить пациента в области, где устанавливается устройство?

**Ответ:** Нет, пациента не надо брить в этой области.

**Вопрос:** Как часто надо менять UriCar?

**Ответ:** Устройство UriCar рассчитано на использование в течение 24 часов, и его следует менять ежедневно.

**Вопрос:** Можно ли использовать устройство UriCar повторно?

**Ответ:** Нет, UriCar – одноразовое устройство, и после использования его следует выбрасывать в соответствии с правилами утилизации медицинских отходов.

**Вопрос:** Гарантированы ли безопасность и чистота при использовании UriCar Female?

**Ответ:** Да, устройство UriCar Female является чистым изделием, изготовленным из высококачественного медицинского силикона, и имеет необходимые разрешения регулирующих органов в каждой стране, где оно продается.

**Вопрос:** Может ли пациент ходить с этим устройством?

**Ответ:** Да, можно безопасно ходить через несколько часов после установки устройства. После ходьбы следует проверить положение устройства и убедиться, что оно не сместилось.

**Вопрос:** Можно ли использовать устройство, если пациент надевает нижнее белье?

**Ответ:** Да, пациент может использовать свободное нижнее белье или панталоны. См. пояснение по поводу положения трубки в разделе E.

**Вопрос:** Что нужно делать в случае выхода фекалий у пациента?

**Ответ:** Не снимайте устройство UriCar. Очистите всю область от фекалий. UriCar защищает уретру от фекалий.

**Вопрос:** Что делать, если течение мочи прекращается?

**Ответ:** Сначала проверьте, нет ли утечки, затем убедитесь, что трубка не перекручена и не перегнута.

**Вопрос:** Что делать, если наблюдается утечка\*?

**Ответ:** Сначала убедитесь, что UriCar полностью соприкасается с кожей вокруг уретры, затем проверьте следующее:

- Устройство полностью прикрыто половыми губами.
- Устройство UriCar и удлинительная трубка надежно соединены.
- Удлинительная трубка и мочеприемник надежно соединены.

\*Рекомендуется проверять отсутствие утечки и положение трубки каждый раз, когда выполняются процедуры ухода за пациентом и проверка сухости.

**Вопрос:** Что нужно сделать, чтобы предотвратить случайное извлечение UriCar?

**Ответ:** Используйте медицинскую клейкую ленту, чтобы прикрепить удлинительную трубку к внутренней поверхности бедра. Не забудьте оставить некоторое провисание трубки, чтобы она могла двигаться. Перед тем, как перевернуть пациента, переместите мочеприемник в нужное положение. Соблюдайте осторожность при перемещении пациента.

**Вопрос:** Что делать, если пациент жалуется на дискомфорт через некоторое время после установки устройства?

**Ответ:**

- Проверьте, установлено ли устройство в соответствии с инструкцией. Убедитесь, что оно покрыто обеими половыми губами, не соскальзывает в вагинальное отверстие и не сдвинуто из области, окружающей уретру. Поправьте положение устройства.
- Проверьте, не наблюдается ли покраснение, раздражение, рана, кровотечение или выделения в области установки устройства. Если да, то снимите устройство, тщательно проверьте всю область и проконсультируйтесь с врачом.
- Заполните Отчет о Нежелательном Явлении.