



For more information and the application movie:  
[www.tillacare.com/training](http://www.tillacare.com/training)

Temperature range: 50°F / 10°C to 86°F / 30°C

**TillaCare Ltd.**  
PO box 2093, Kanion Lev Ha'ir, 39 Herzl St., Tirat Carmel 3912002, Israel  
**Visiting Address** 2 Etgar St., Carmel building, Tirat Carmel 3903213, Israel  
Tel/Fax +972-7-75508737  
[www.TillaCare.com](http://www.TillaCare.com)

MedNet EC-REP GmbH  
Borkstrasse 10,  
48163 Muenster, Germany

IFU00003-C JUN 2021

**ENG Instructions For Use**

**General Information**  
**UriCap Female** is a non-invasive, single-use pouch, which is attached to the periurethral area and which can be connected to a urinary drainage container such as a bag or bottle. The device simplifies urine collection and enables easy monitoring of the urine volume. UriCap is designed to prevent exposure of urine to the skin, preventing wetness, thus protecting the skin. UriCap Female is designed for adult patients that suffer from continuous urinary incontinence and should be changed daily.

**Indications For Use**  
The intended use of the UriCap Female, is to be a conduit for urine collection, via a pouch and tubing, into a gravity drainage collection bottle or bag. The device is intended to be used on women age 18 or older, by a trained person, after consultation with a physician or registered nurse.

**The Product**  
UriCap Female comes in two parts. The Silicone Pouch and the Extension Tube. They are packed in separate packages. Before fitting the Silicone Pouch, open both packages and assemble the parts into one piece.

A - Supporter  
B - Pouch (silicone)  
C - Holder  
D - Device Tube  
E - Connector  
F - Extension Tube

**Assembly**

a. Attach the Connector (E) to the Device Tube (D).  
b. Attach the Extension Tube (F) to a standard urine bag.

- Make sure the Device Tube (D) and the Connector (E) are well connected.
- Make sure the Extension Tube (F) and urine bag are well connected.
- Make sure there are no kinks in the Device Tube (D) or the Extension Tube (F).

**Application**

- Start with cleaning the area of vagina vulvae. Using soap and water or cleansing wipes cleanse the vaginal area thoroughly from top to bottom, leave any remaining moisture on skin.
- Place a small amount of water-based lubricant around the connecting surface of the device. Recommended holding position.  
**Notice:** when held horizontally the UriCap has an upper/shorter lip and a lower/longer lip. The lower/longer lip is the bottom lip.
- With the patient lying down and legs spread apart, again carefully spread open the inner and outer labia wide enough with your non dominant hand so the pouch can be placed all the way in. Use your dominant hand to fit the supporter (A) (the lower lip) at the vaginal opening by holding the device as illustrated in fig 3.
- Using your thumb push upward. Gently push in the device to ensure that there is full contact with the skin and hold for 5-10 seconds to ensure adherence.  
**Notice:** Make sure that the inner labia is wide open and not caught under the device during application.
- Close the inner and outer labia around the Silicone Pouch, only then release your dominant hand.

- The outer labia should completely cover and conceal the UriCap Holder, if not, there may be leakage.
- Secure the Extension Tube to the inner thigh using a securement device.

- Connect the securement device around the urine bag's connection to the extension tube.
- Position user with legs spread widely apart and localize appropriate position with enough slack to the tube so that the patient can move the legs without pulling out the device.
- Clean the area with alcohol pad, allow to dry, and attach the securement device.

The fitting is now completed. Change the securement device according to facility policy, rotate between right and left leg with each change of the securement device. The patient should remain in a lying position for at least an hour before position change. If the patient uses adult briefs due to fecal incontinence, the tube must pass through the lower end of the adult briefs.

**Always remember**

- Change the location of the urine bag before changing the patient's position.
- The urine bag should always be positioned below the urethra level and beside the bed / chair.
- Ensure that there is enough slack in the tubing to avoid pulling on the urine bag while moving.
- When lying or sitting down the tubing of the urine drainage bag should be placed under / behind the bend of the knee to avoid pressure of the tube on the leg.

**Removal**

8&9. Spread apart the outer and inner labia. Gently peel from the top of the device downward and remove, or use thumb and index finger to locate the device, then squeeze to release the seal.

**Caution:** Do not pull the device straight out. It may cause discomfort and damage to the tissue.

**Replacement**  
To replace the UriCap Female with a new device without replacing the Extension Tube or urine bag, disconnect the Extension Tube from the UriCap Female, connect a new UriCap Female device and repeat step 1-7.

**Cautionary notes**

- Do not use oil or silicon-based lubricant
- Please keep away from children.

**Possible undesirable side effects**  
The following undesirable side effects may occur and should be monitored: pain, itch, rash, irritation, chafe, pressure sore. If any of these side effects occurs, please discontinue using the device and consult a doctor. Before reapplying the device make sure any side effects have been fully resolved.

**Contraindications**

- UriCap is not to be used on patients sensitive or allergic to silicone.
- If the patient has vaginal discharge, itch, inflammation or skin condition, consult a doctor prior to using the device.
- The device is not suitable for patients with urinary retention.
- The device is not suitable for patients with pelvic prolapse (stage 2 and up) due to changes in vaginal anatomy

**HEB הערות אזהרה**

- אסור להשתמש בחומר סיכה מבוסס שומן או סיליקון. להרחיק משיש יד של ילדים.
- תופעות לוואי בלתי רצויות אפשריות**  
תופעות לוואי הבלתי רצויות הבאות עלולות להתרחש ומצריכות ניטור: כאב, גירוד, פריחה, גריון, שפשוף, פצעו לחץ. באם מופיעה אחת מתופעות הלוואי המציינות למעלה, יש להפסיק את השימוש בהתקן זה ולהתייעץ עם חופא. לפני כל שימוש חוזר בהתקן יש לוודא כי כל תופעות הלוואי נעלמו לחלוטין.
- התוויות נגד**  
התקן UriCap אינו מיועד לשימוש על מטופלות עם רגישות או אלרגיה לסיליקון.  
אם למטופלת הפרשה נרתיקית, גירוד, דלקת או מחלת עור, יש להתייעץ עם חופא לפני השימוש בהתקן.  
התקן אינו מתאים למטופלות עם צניחות של שקית איוסוף (שלב 2 ומעלה) בהתקן אינו מתאים למטופלות עם צניחות אברי האגן (שלב 2 ומעלה) בעקבות שינויים באנטומיה של הנרתיק.

**כאשר המטופלת שוכבת כשרגליה פשוקות בפישוק רחב, לאתר מיקום על הירך בו תוצמד המדבקה, כך שהצינורית מספיק רפוייה והמטופלת תוכל להזיז את הרגל מבלי לשבור החוצה את ההתקן.**

**יש לנקות את האזור בדף אלכוהול, לחכות לייבוש, ולהדביק את מדבקת האבטחה.**

ההתקנה הסתיימה.

יש להחליף את מדבקת האבטחה על פי מדיניות המוסד הרפואי, ולעבור בין רגל ימין לרגל שמאל עם כל החלפה שלה.

על המטופלת להמשיך לשכב במשך שעה לפחות לפני שינוי תנוחה.

אם המטופלת משתמשת במכנסונים סופגים למבוגרים בגלל אי נקיטת צואה, על הצינורית לעבור דרך הקצה התחתון של המכנסונים הסופגים למבוגרים.

**יש לזכור תמיד**

- לשנות את מיקום שקית איוסוף השתן לפני שינוי תנוחת המטופלת.
- לשים תמיד את שקית איוסוף השתן מתחת לגובה השופכה, יש לתלות את השקית לצד המיטה \ הכיסא.
- להבטיח כי הצינורית רפוייה מספיק כדי למנוע משיבת שקית איוסוף השתן במהלך תנועה.
- במהלך שכיבה או ישיבה יש להניח את צינורית הניקוז של שקית איוסוף השתן מתחת \ מאחורי עיקול הברך למניעת לחץ של הצינורית על הרגל.

**הסרה**

8+9. לפשק את השפתיים החיצוניות והפנימיות. לקלף בעדינות את ההתקן מלמעלה למטה ולהסירו, או למחוק את ההתקן עם האגודל ואצבע המורה כדי לשחרר את ההיצמדות ואז להסירו.

**זהירות:** לא למשוך את ההתקן ישר החוצה. הדבר עלול לגרום לנחות ולנזק לרקמות.

**החלפה**

להחליף את ההתקן UriCap Female חדש מבלי להחליף את צינורית האבטחה או שקית איוסוף השתן, יש לנתק את צינורית האבטחה מהתקן UriCap Female, לחבר את ההתקן UriCap Female חדש ולחזור על שלבים 1-7.

**הרכבה**

- לחבר את המחבר (E) לצינורית ההתקן (D).
- לחבר את צינורית האבטחה (F) לשקית איוסוף שתן סטנדרטית.
- לוודא כי צינורית ההתקן (D) והמחבר (E) מחוברים היטב.
- לוודא כי צינורית האבטחה (F) ושקית איוסוף השתן מחוברים היטב.
- לוודא כי צינורית ההתקן (D) או צינורית האבטחה (F) אינן מפותלות.

**שימוש**

- התחילו עם ניקוי אזור הפות והנרתיק. נקו ביסודיות במים וסבון או במגבוני ניקוי את אזור הנרתיק מלמעלה למטה. השאירו כל לחות שנשארה.
- הנח כמות קטנה של חומר סיכה על בסיס מים סביב שטח ההתקן הבא במגע עם העור. תנוחת אחיזה מומלצת.
- נא לשים לב:** במצב של אחיזה אופקית בהתקן UriCap השפה הקדמית הינה השפה העליונה ואילו, השפה הארוכה הינה השפה התחתונה.
- כאשר המטופלת שוכבת כשרגליה פשוקות, יש לפשק בעדינות את השפתיים החיצוניות והפנימיות מספיק רחב עם היד הלא דומיננטית כך שניתן למקם את האבטחה עד הסוף. השתמש ביד הדומיננטית להתקנת התומכן (A) (החלק התחתון) בפתח הנרתיק על ידי אחיזה בהתקן כפי שניתן לראות באיור 3.
- השתמש באגודל כדי לדחוף כלפי מעלה. יש לדחוף בעדינות פנימה את ההתקן כדי להבטיח שנוצר מגע מלא עם העור, ולהחזיק במשך 5-10 שניות להבטחת היצמדות.
- נא לשים לב:** לוודא כי השפתיים הפנימיות פתוחות לחלוטין, ואינן לכודות מתחת להתקן.
- סגור את השפתיים הפנימיות והחיצוניות סביב כוסיית הסיליקון, רק אז שחרר את היד הדומיננטית.
- על השפתיים החיצוניות לכסות באופן מלא ולהסיר את מחזיק ה-Uri-Cap, אחרת עלולה להופיע דליפת שתן.
- יש להצמיד את צינורית האבטחה לירך הפנימית באמצעות מדבקת אבטחה:  
  - יש לחבר את מדבקת אבטחה בנקודת החיבור של שקית איוסוף השתן לבין צינורית האבטחה.

**הוראות שימוש מידע כללי**

**UriCap Female** הוא התקן איוסוף שתן לא פולשני לנשים, לשימוש חד-פעמי, המוצמד לאזור הפרי-אורטרי, שניתן לחיבור למיכל לאיוסוף שתן כמו שקית או בקבוק. ההתקן ממשש את איוסוף השתן, ומאפשר ניטור קל ופשוט של נפח השתן. התקן UriCap מונע למנוע את חשיפת העור לשתן למניעת רטיבות ולהגנה על העור. התקן UriCap Female מיועד למטופלות מבוגרות הסובלות מאי נקיטת שתן מתמשכת, ויש להחליף אותו באופן יומי.

**התוויות לשימוש**

השימוש המיועד של UriCap Female הוא להיות מולך לאיוסוף שתן, באמצעות כוסיית וצינורית, לתוך בקבוק או שקית שתן בעזרת כוח הכבידה. ההתקן מיועד לשימוש בקרב נשים בגילאי 18 ומעלה, על ידי איש צוות שערב הכשרה, לאחר התייעצות עם חופא או אחות מוסמכת.

**האזהרה**

UriCap Female מורכב משני חלקים. כוסיית הסיליקון וצינורית האבטחה. שני החלקים אחידים בשיקיות נפרדות. לפני התקנת כוסיית הסיליקון יש לפתוח את שתי האריזות ולהרכיב את שני החלקים ליחידה אחת.

A - תומכן  
B - כוסיית (סיליקון)  
C - מחזיק  
D - צינורית ההתקן  
E - מחבר  
F - צינורית האבטחה



## RUS Инструкции по использованию

### Общая информация

**UriCap Female** - это неинвазивное одноразовое устройство, которое прикрепляется к периуретральной области и может быть соединено с контейнером для сбора мочи, например, с мешком или бутылкой.

Устройство упрощает сбор мочи и позволяет легко контролировать ее объем. UriCap предотвращает попадание мочи на кожу, тем самым обеспечивая ее сухость. UriCap Female предназначен для взрослых пациентов, страдающих постоянным недержанием мочи, и его следует менять ежедневно.

### Показания к использованию

Функция UriCap Female заключается в том, чтобы служить каналом для свободного стекания мочи через чашечку и трубку в мочеприемник (в бутылку или в мешок).

Устройство предназначено для женщин в возрасте старше 18 лет и может устанавливаться обученным персоналом после консультации с врачом или медсестрой.

### Изделие

UriCap Female состоит из двух частей: Силиконовой Чашечки и Удлинительной Трубки. Части упакованы в отдельные упаковки. Перед установкой силиконовой чашечки откройте упаковки и соберите детали в одно целое.

A - Опора
B - Чашечка (силикон)
C - Держатель
D - Трубка Устройства
E - Переходник
F - Удлинительная Трубка

### Сборка

**a.** Подсоедините Переходник (E) к Трубке Устройства (D).
**b.** Подсоедините Удлинительную Трубку (F) к стандартному мочеприемнику.

- Убедитесь, что Трубка Устройства (D) и Переходник (E) надежно скреплены.
- Убедитесь, что Удлинительная Трубка (F) надежно подсоединена к мочеприемнику.
- Убедитесь, что на Трубке Устройства (D) и на Удлинительной Трубке (F) нет перегибов.

### Установка

**1.** Начните с мытья области влагилица. Используя воду с мылом или очищающие салфетки, тщательно вымойте область влагилица сверху вниз, оставляя влагу на коже.
**2.** Нанесите небольшое количество смазки на водной основе на контактирующую с кожей поверхность устройства. Рекомендуется держать UriCap в горизонтальном положении, то верхним будет более короткий край, а нижним - более длинный край. Более длинный край и есть нижний край устройства.
**3.** Уложив пациентку и расставив ей ноги, снова осторожно раздвиньте достаточно широко внутренние и внешние половые губы не доминирующей рукой.
**4.** Доминирующей рукой расположите опору (A) (нижний край) у отверстия влагилица, удерживая устройство, как показано на рис. 3.
**4.** Большим пальцем надавите по направлению вверх. Осторожно прижмите устройство для достижения полного контакта с кожей, и удерживайте в течение 5-10 секунд, чтобы обеспечить прилипание.
**Примечание:** если держать UriCap в горизонтальном положении, то верхним будет более короткий край, а нижним - более длинный край. Более длинный край и есть нижний край устройства.
**5.** Уложив пациентку и расставив ей ноги, снова осторожно раздвиньте достаточно широко внутренние и внешние половые губы не доминирующей рукой.
**5.** Закройте внутренние и внешние половые губы вокруг силиконовой чашечки, и только затем отпустите доминирующую руку.
**6.** Внешние половые губы должны полностью покрывать и прятать держатель UriCap, в противном случае возможна утечка.

**7.** Тиб Аниоб التوصيل على الجهة الداخلية من الفخذ باستخدام أداة تثبيت.
• قم بوضع لاصقه التثبيت على وصلة الكيس بين أنيوب كيس التصريف وقطعة التوصيل.
• قم بتثبيتها في مكانها بينما الساقين متباعدتين قدر الإمكان، وتأكد من ترك جزء من الأنبوب حرّاً بما يكفي بحيث يمكن للمريضة تحريك ساقها دون التسبب بسحب الجهاز،
• قم بتنظيف المنطقة باستخدام ضمادة كحولية، وارتكها لتجف ثم قم بتوصيل أداة التثبيت. اكتمل الآن تركيب الجهاز، قم بتغيير أداة التثبيت وفقاً لسياسة المنشأة الطبية، وقم بالتبديل بين الساقين اليمنى واليسرى في كل مرة تقوم فيها بتبديل أداة التثبيت.
على المريضة البقاء في وضعية الاستلقاء بعد إتمام عملية التركيب لمدة ساعة على الأقل قبل تغيير وضعيتها.
إذا كان المريض يستخدم حفاظات اللبالبغين بسبب سلس البراز، فيجب تمرير الأنبوب عبر الطرف السفلي من الحفاضة.

- قم بتغيير موقع كيس البول قبل تغيير وضعية المريض
- يجب دائماً وضع كيس البول تحت مستوى الاحليل يجب تعليق كيس البول بجانب السرير / الكرسي
- تأكد من أن الأنبوب طويل بما يكفي كي لا يتم سحب كيس البول خلال الحركة. يجب تعليق كيس البول بجانب السرير / الكرسي.
- خلال الاستلقاء أو الجلوس يجب أن يتم وضع أنيوب كيس التصريف تحت/ خلف ثنية الركبة لتجنب ضغط الأنبوب على الساق.

### إزالة الجهاز

**8+9.** أبعاد الشفرين الداخلى والخارجي.
انزع بلطف الطرف العلوي من الجهاز إلى الأسفل ثم اسحبه للخارج، أو استعمل الإبهام والسبابة للإمساك بالجهاز، ثم اضغط على جانبي الجهاز لتحرير الالتصاق.
**تنبيه:** لا تسحب الجهاز مباشرة إلى الخارج. سيسبب ذلك ضيقاً وضراً للأنسجة.

### استبدال الجهاز

لاستبدال جهاز UriCap Female بجهاز جديد دون استبدال أنيوب التوصيل أو كيس البول، افضل أنيوب التوصيل عن جهاز UriCap Female
وقم بتوصيل جهاز UriCap Female جديد وكركر الخطوات 1-7

**7.** Закрепите удлинительную трубку на внутренней стороне бедра с помощью изделия для фиксации:

- Прикрепите изделие для фиксации вокруг соединения между трубкой мочеприемника и удлинительной трубкой.
- Расположите пациентку с широко расставленными ногами и определите местонахождение для крепления фиксатора после того, как оставили достаточно длины для провисания трубки, чтобы пациентка могла двигать ногами, не потянув за устройство.
- Очистите зону для фиксации спиртовой салфеткой, дайте высохнуть и прикрепите изделие для фиксации.

Меняйте фиксирующее устройство в соответствии с правилами медучреждения, чередуйте правую и левую ногу при каждой смене фиксирующего устройства. Установка завершена.

Перед тем, как можно будет изменить положение пациентки, она должна не менее часа оставаться в лежачем положении. Если пациентка использует специальные впитывающие трусы для взрослых из-за недержания кала, трубка должна проходить через нижний край трусов.

### Что надо помнить всегда

- Меняйте положение мочеприемника до изменения положения пациентки.
- Мочеприемник всегда следует располагать ниже уровня уретры и висеть у кровати / стула.
- Убедитесь, что трубка провисает достаточно, чтобы не тянуть мочеприемник при движении.
- В положении лежа или сидя трубку мочеприемника следует размещать под или за стибом колена, чтобы избежать давления трубки на ногу.

### Снятие устройства

**8+9.** Раздвиньте наружные и внутренние половые губы. Осторожно отделите устройство, начиная от верхней части вниз, и снимите его, или возьмите устройство большим и указательным пальцами и сожмите, чтобы освободить герметичное прилегание.

**Осторожно!** Не тяните устройство с усилием. Это может вызвать дискомфорт и повреждение тканей.

### Замена устройства

Чтобы заменить UriCap Female новым устройством без замены удлинительной трубки и мочеприемника, отсоедините удлинительную трубку от UriCap Female, поставьте новое устройство UriCap Female и выполните шаги 1-7.

### Предупреждения

- Не используйте смазку на масляной или силиконовой основе.
- Держите устройства в недоступном для детей месте.

### Возможные нежелательные побочные эффекты

Могут возникнуть следующие нежелательные побочные эффекты, которые требуют внимания: боль, зуд, сыпь, раздражение, натирание, пролежни. При возникновении любого из этих побочных эффектов прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Перед повторным применением устройства убедитесь, что все побочные эффекты полностью устранены.

### Противопоказания

- UriCap нельзя использовать для пациенток с чувствительностью к силикону или с аллергией на него.
- При наличии у пациентки выделений из влагилица, зуда, воспаления или кожного заболевания проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
- Устройство не подходит для пациенток с задержкой мочеиспускания.
- Устройство не подходит для пациенток с пролапсом тазовых органов (стадия 2 и выше) из-за изменений анатомии влагилица.

### إرشادات الاستخدام

### معلومات عامة

**UriCap Female** هو عبارة عن وعاء غير اختراقي يستخدم لمرة واحدة، يتم وصلة بمنطقة محيط الاحليل ثم توصيله بوعاء لتصريف البول مثل كيس أو قنينة. يبسط الجهاز عملية جمع البول ويسمح بمراقبة كمية البول بسهولة. تم تصميم UriCap لمنع تعريض الجلد للبول بشكل مستمر ومنع التبلل، وبالتالي حماية الجلد. UriCap Female مصمم للمرضى البالغين الذين يعانون من سلسل البول المستمر ويفترض استبداله بشكل لبيوي.

### دواعي الاستخدام

الغرض من استخدام UriCap Female هو أن يكون قناة لجمع البول، باستخدام غطاء وأنبوب، ثم تصريف البول بمساعدة الجاذبية في قنينة أو كيس. هذا الجهاز مخصص للاستخدام لدى النساء من سن 18 عاماً فما فوق، على يد شخص مؤهل، بعد التشاور مع طبيب أو ممرضة مسجلة.

### المنتج

يتكون UriCap Female من جزأين، غطاء السليكون وأنبوب توصيل ، وهي محفوظة في عبوات نظيفة منفصلة. قبل تركيب غطاء السليكون، افتح كلتا الرزمتين وقم بتجميع الجزأين في قطعة واحدة.

**A** - دعامة

**B** - غطاء (سليكون)

**C** - حامل

**D** - أنبوب الجهاز

**E** - وصلة

**F** - أنبوب توصيل

## Bruksanvisning

### Allmän information

**UriCap Female** är en icke-invasiv engångskopp, som fästs vid det periuretrala område och som kan anslutas till en urinledningsbehållare som en påse eller en flaska. Enheten förenklar urinuppsamling och möjliggör enkel övervakning av urinolymen. UriCap är utformad för att förhindra exponering av urin på huden, och därmed skydda huden. UriCap Female är utformad för vuxna kvinnor som lider av kontinuerlig urin-inkontinens och ska bytas dagligen.

### Indikationer för användning

Den avsedda användningen för UriCap Female är att vara en ledning för urinuppsamling, via en påse och slang, till en uppsamlingsflaska eller påse.

Enheten är avsedd att användas på kvinnor som är 18 år eller äldre, av en för ändamålet utbildad person, efter samråd med en läkare eller registrerad sjuksköterska.

### Produkten

UriCap Female består av två delar. Silikonkoppen och förlängningsslangen. De är förpackade i separata förpackningar. Innan du monterar silikonkoppen, öppna båda förpackningarna och montera samman de båda delarna.

A - Stöd
B - Kopp (silikon)
C - Hållare
D - Anslutning
E - Koppling
F - Förlängningsslang

### Montering

**a.** Fäst kopplingen (E) till anslutningen (D).
**b.** Fäst förlängningsslangen (F) till en vanlig urinpåse.
• Se till att anslutningsslangen (D) och kopplingen (E) är väl anslutna och ordentligt sammankopplade.
• Se till att förlängningsslangen (F) och urinpåsen är väl anslutna och ordentligt sammankopplade.
• Se till att det inte finns eventuella veck på anslutningsslangen (D) eller förlängningsslangen (F).

### Applicering

**1.** Börja med att rengöra området runt vaginalöppningen. Använd tvål och vatten eller rengöringsservetter för att rengöra vaginalområdet noga framifrån och bak och lämna kvar eventuellt återstående fukt.
**2.** Placera en liten mängd vattenbaserat glidmedel runt silikonkoppens anslutningsyta. Rekommenderad position vid applicering.
**Observera:** när UriCap hålls horisontellt har den en övre/kortare läpp och en nedre/längre läpp. Den nedre/längre läppen positioneras nedåt.
**3.** Med patienten liggande och benen isär, sära försiktigt inre och yttre labia brett med din icke-dominerande hand så att koppen kan sättas in hela vägen. Använd din dominanta hand för att montera stödet (A) (den undre läppen) vid vaginalöppningen genom att hålla enheten i enlighet med bild 3.
**4.** Använd tummen för att pressa uppåt. Tryck försiktigt in enheten för att säkerställa att den kommer i full kontakt med huden och håll i 5-10 sekunder för att säkerställa vidhäftning.
**Observera:** se till att de inre blygdläpparna är ordentligt åtskilda och inte fastnar under enheten vid appliceringen.

**5.** Förstut de inre och yttre blygdläpparna över silikonkoppen, först därefter frigör din dominanta hand.

**6.** Den yttre blygdläppen bör täcka och följa UriCap-hållaren helt, om inte, kan det orsaka läckage.

**7.** .Fäst förlängningsslangen på innerläret med en säkringsanordning:

- Anslut först säkringsanordningen över urinpåsens anslutning till förlängningsslangen.
- Placera användaren med benen brett särade, mätta lämpligt slack på slangen så att patienten kan flytta benet utan att dra ut enheten,
- Rengör området med alkoservetten, låt torka och fäst säkringsanordningen.

Monteringen är nu klar.

Byt säkringsanordningen i enlighet med den lokala policyn, rotera mellan höger och vänster ben vid varje byte av säkringsanordningen.

Patienten ska förbli i liggande position i minst en timme innan lägesbyte. Om patienten använder vuxenblöja på grund av fekalt läckage måste slangen passera genom den nedre änden av vuxenblöjan.

### Kom ihåg

- Ändra platsen för urinpåsen innan du ändrar patientens position.
- Urinpåsen ska alltid placeras nedanför urinröret och hänga vid sidan av sängen.
- Se till att slangen inte sitter för tajt för att undvika drag i urinpåsen när patienten rör på sig.
- När patienten ligger eller sätter sig ska urinpåsens slang placeras nedom/bakom knävecket för att undvika tryck från slangen på benet.

## SWE