



הייעוד של TillaCare הוא להביא לשוק פתרונות איסוף שתן חדשנים עבור נשים וגברים עם אי שליטה במתן שתן.

המוצר הראשון של חברת TillaCare הוא ה- UriCap Female, המשרת צורך גדול באוכלוסייה המתרחבת של נשים מבוגרות. אנחנו מאמינים שהמוצר לא רק ישפר את חיי היומיום והבריאות של הנשים, אלא גם יוריד עלויות של טיפולים ע"י מניעת סיבוכים על העור, הורדת זיהומים בנרתיק ושימוש באנטיביוטיקה.



UriCap הינו התקן איסוף שתן לא פולשני ונטול דליפות אשר תוכנן להתאים לאנטומיה הנשית. ההתקן מתחבר לשקית שתן רגילה.

UriCap שימושי במיוחד עבור נשים הסובלות מבריחת שתן, אשר נמצאות בחוסר תנועה חלקי, בישיבה או מרותקות למיטה.

ההתקן מציע פתרון חדשני למטופלות בבתי-חולים, בתי-אבות או הנמצאות בטיפול ביתי.

יתרונות ה UriCap



- ההתקן אינו פולשני ונטול דליפות
- עשוי מסיליקון רפואי
- מהיר וקל להתקנה והסרה
- ללא התערבות של דבק, סרטי הדבקה, שאיבה או כל אמצעי החזקה מכני אחר

עבור המטפל:



- מהיר וקל לשימוש, אין צורך לעשות שימוש בהליך סטרילי
- החלפת ההתקן לאחר 24 שעות
- פחות כבד להרים את המטופל ומשפר את תכנון לוח הזמנים
- מאפשר ניטור חיצוני אחר השתן
- מונע הצטברות של לחות יתר בעור, בעת הטיפול בכוויות, דרמטיטיס ופצעי לחץ

עבור המטופל:



- פתרון חלופי לקטטר וחיתולים
- מאפשר שינת לילה רצופה ללא צורך בהחלפת חיתולים
- נוח ושומר על עור יבש, ביום ובלילה
- מונע ריחות לא נעימים ושומר על הגיינה
- משפר איכות חיים

מפרט טכני UriCap Female

הגשת פטנט של ארה"ב בתהליך
בדיקה: 16/472086



מידע מכירות כללי
ניתן להזמין התקני UriCap Female ו צינוריות הארכה (Extension Tube) בתפוזרת או ארוז בקופסאות ע"פ הקטלוג בעמוד זה.


רכיבים:

התקן ה UriCap Female מורכב מ 2 חלקים:







מפרט צינורית הארכה (Extension Tube)

| | |
|---|---|
|  | |
| שם | צינורית הארכה (Extension Tube) |
| מקט | FPR00001 |
| חומר | צינורית – סיליקון רפואי מחבר – פוליפרופילן רפואי |
| גודל אריזה | 1.5*7.5*25 ס"מ |
| משקל אריזה | 8.3 גרם |
| חיי מדף | 3 שנים |
| תנאי אחסון | 10-30°C / 50-86°F |
| הערות | מכיל לטקס צינורית הארכה מוחלפת ביחד עם שקית איסוף השתן |

מפרט התקן UriCap Female

| | |
|---|--|
|  | |
| שם | התקן UriCap Female |
| מקט | FPR02020L |
| חומר | סיליקון רפואי |
| גודל אריזה | 2.5*10*15 ס"מ |
| משקל אריזה | 7 גרם |
| חיי מדף | 3 שנים |
| תנאי אחסון | 10-30°C / 50-86°F |
| הערות | התקן UriCap מיועד לשימוש למשך 24 שעות ויש להחליפו מידי יום |

קטלוג:

| גודל | משקל | תיאור | מקט | |
|------------------|---------|---|--------------|---|
| 15*10*2.5 ס"מ | 7 גרם | 1 התקן UriCap Female | FPR02020L |  |
| 25*7.5*1.5 ס"מ | 8.3 גרם | 1 צינורית הארכה (Extension Tube) | FPR00001 |  |
| 24*14*9 ס"מ | 230 גרם | 10 סטים של UriCap Female בקופסא (10 התקנים + 10 צינוריות) | KIT00005-10 |  |
| 24*14*9 ס"מ | 202 גרם | 20 התקני UriCap Female בקופסא | FPR02020L-20 |  |
| 24*14*9 ס"מ | 227 גרם | 20 צינוריות הארכה (Extension Tubes) בקופסא | FPR00001-20 |  |
| 22.5*9.7*5.5 ס"מ | 334 גרם | ערכת הדגמה UriCap Female | KIT00010 |  |



לפרטים נוספים:
www.tillacare.com/training

טילה קאר בע"מ
רח' האתגר 2, בניין כרמל,
טירת הכרמל 3903213, ישראל
דוא"ל: sales@tillacare.com

מפיץ מקומי: